



ソフトコンタクトレンズ(※)使用上の注意点

※以下 SCL に省略

- ① 取り扱う前は、必ず石鹸と流水で手洗いし、水分をよく拭き取ってください。

水道水の中にはアメーバなどの微生物が含まれていることがあります。SCL の性質上、濡れたままの手で取り扱うことにより、レンズの中に微生物が取り込まれ、重症な眼症状を引き起こす可能性があります。そのため、入浴前や洗顔前などには必ず SCL を外してください。

SCL に水道水は厳禁です！



- ② 床や地面に落とした場合は捨ててください。

専用の洗浄液であっても、洗って再度使用したりせず、不潔になった SCL は必ず捨ててください。また、落とす・破れる等のアクシデントに備え、眼鏡や予備の SCL を携帯しておいてください。



- ③ 痛みや痒みなどの症状が現れた場合は、SCL は装着しないでください。

目に異常が現れたら SCL は使用せず、なるべく早く眼科を受診してください。



目に直接つけるコンタクトレンズは心臓のペースメーカーと同じく適切な管理が必要な『高度医療機器』です。正しく使用し、快適なコンタクトレンズライフを過ごしましょう！

